

FICHE TECHNIQUE

Référence	090657
Désignation	Fioles jaugées



Description :

- ✓ En verre AR-Glas
- ✓ La qualité constante BLAUBRAND®
- ✓ Classe A
- ✓ Attestées conformes
- ✓ En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage
- ✓ Livrées avec un bouchon en verre
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,15 ml
- ✓ Bouchon : 14/23

Unité de vente :

2 Fioles
