

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090658
<b>Désignation</b>	Fioles jaugées



### Description :

- ✓ En verre AR-Glas
- ✓ La qualité constante BLAUBRAND®
- ✓ Classe A
- ✓ Attestées conformes
- ✓ En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage
- ✓ Livrées avec un bouchon en verre
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,25 ml
- ✓ Bouchon : 19/26

### Unité de vente :

2 Fioles

---