

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090659
<b>Désignation</b>	Fioles jaugées



### Description :

- ✓ En verre AR-Glas
- ✓ La qualité constante BLAUBRAND®
- ✓ Classe A
- ✓ Attestées conformes
- ✓ En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage
- ✓ Livrées avec un bouchon carré en PP avec pointe d'égouttement ; ce bouchon réduit nettement le danger de casse en cas de renversement et évite alors que la fiole ne roule sur la pailasse
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,4 ml
- ✓ Bouchon : 24/29

### Unité de vente :

1 Fiole

---