

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------|
| Référence | 090660 |
| Désignation | Fioles jaugées |



Description :

- ✓ En verre AR-Glas
- ✓ La qualité constante BLAUBRAND®
- ✓ Classe A
- ✓ Attestées conformes
- ✓ En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage
- ✓ Livrées avec un bouchon carré en PP avec pointe d'égouttement ; ce bouchon réduit nettement le danger de casse en cas de renversement et évite alors que la fiole ne roule sur la paillasse
- ✓ Volume : 2000 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,6 ml
- ✓ Bouchon : 29/32

Unité de vente :

1 Fiole
