

FICHE TECHNIQUE

Référence	090661
Désignation	Fiole jaugée 5 000 ml



Description :

- ✓ Fiole jaugée BlauBrand®
- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ A col lisse
- ✓ Avec bouchon carré en PE

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Classe A
- ✓ Norme DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 5 000 ml – tolérance $\pm 1,2$ ml
- ✓ Bouchon 34/35

Unité de vente :

1 Fiole jaugée