

FICHE TECHNIQUE

Référence	090682
Désignation	Erlenmeyers



Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex
- ✓ Excellente performance thermique
- ✓ Résistance chimique élevée
- ✓ Graduations et zone marquage émaillés blancs
- ✓ A col large
- ✓ Non bouchés
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Conforme norme DIN ISO 24450
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions (Ø x hauteur) : 48 x 84 mm
- ✓ Ø intérieur col : 30 mm
- ✓ Ø extérieur col : 34 mm

Unité de vente :

1 Erlenmeyer
