


FICHE TECHNIQUE

Référence	090686
Désignation	Erlenmeyers



Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex
- ✓ Excellente performance thermique
- ✓ Résistance chimique élevée
- ✓ Graduations et zone marquage émaillés blancs
- ✓ A col large
- ✓ Non bouchés
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Conforme norme DIN ISO 24450
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Dimensions (Ø x hauteur) : 131 x 220 mm
- ✓ Ø intérieur col : 46 mm
- ✓ Ø extérieur col : 50 mm

Unité de vente :

1 Erlenmeyer
