

Désignation

- Flacons ronds, gradués, col large, en polypropylène hauteur : 207 mm

Référence

- 090814

Unité de vente : 5



- Excellente résistance chimique
- Autoclavables à 121 °C
- Gradués clairs et précis en ml et en once
- Large surface de marquage pour une parfaite identification des produits
- Col large facilitant le transfert des échantillons solides ou liquides
- Bouchon à vis en polypropylène muni d'une lèvre interne assurant une étanchéité parfaite
- Polypropylène souple et translucide permettant de visualiser le contenu des flacons
- Code de recyclage moulé sur la base conformément à la législation en vigueur
- Volume 1000 ml
- Matériau Polypropylène
- Autoclavable

