

FICHE TECHNIQUE

Référence	090836
Désignation	Flacons Pyrex



Description :

- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Gradué
- ✓ Livré avec bouchon en résine phénoplaste haute performance
- ✓ Étanche avec joint PTFE/éthylène-propylène
- ✓ Stérilisable à 121 °C pendant 2 heures
- ✓ Diamètre extérieur du corps : 54 mm
- ✓ Diamètre col raccord SVL : 25 mm
- ✓ Hauteur totale : 105 mm
- ✓ Capacité : 100 ml

Unité de vente :

10 Flacons