

FICHE TECHNIQUE

Référence	090837
Désignation	Flacons Pyrex



Description :

- ✓ En verre Pyrex
- ✓ Gradués
- ✓ Livrés avec un bouchon en résine phénoplaste haute performance
- ✓ Joint composite PTFE / éthylène-propylène
- ✓ Stérilisables à 121°C pendant 2 heures
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Dimensions (diamètre x hauteur) : 66 x 135 mm
- ✓ Diamètre col raccord SVL : 30 mm

Unité de vente :

10 Flacons
