

FICHE TECHNIQUE

Référence	090919
Désignation	Pipette



Description :

- ✓ Pipette stérile de sérologie
- ✓ En polystyrène
- ✓ Pipette cotonnée graduée
- ✓ Précision : +/- : 1 %
- ✓ Niveau d'endotoxines inférieur à 0.01 EU/ml
- ✓ Code couleur normalisé, double graduation
- ✓ Stérilisée par rayons gamma
- ✓ Emballage papier / plastique

Unité de vente :

1 Pipette stérile
