

## Désignation

- Erlenmeyer 50ml col large gradué

## Référence

- 090958A

Unité de vente : 1



---

## Description

- Matière : verre Boro 3.3
- Le col large permet un remplissage et un nettoyage faciles
- Mélange facile grâce à la forme conique
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite très durable
- Conforme à la norme DIN ISO 24450
- Matériau Boro 3.3
- Capacité (mL) 50
- Diamètre d (mm) 51
- Hauteur h (mm) 85
- d1 (OD) (mm) 34
- Diamètre (mm) 51
- Zone de marquage
- Hauteur (mm) 85
- Autoclavable
- Code de retraçage

