

Désignation

- Erlenmeyer 200ml col large gradué

Référence

- 090960A

Unité de vente : 1



Description

- Matière : verre Boro 3.3
- Le col large permet un remplissage et un nettoyage faciles
- Mélange facile grâce à la forme conique
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite très durable
- Conforme à la norme DIN ISO 24450
- Matériau Boro 3.3
- Capacité (mL) 200
- Diamètre d (mm) 79
- Hauteur h (mm) 131
- d1 (OD) (mm) 50
- Diamètre (mm) 79
- Zone de marquage
- Hauteur (mm) 131
- Autoclavable
- Code de retraçage

