

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Référence</b>   | 090970  |
| <b>Désignation</b> | Flacons |



### Description :

- ✓ Flacons en verre Duran®
- ✓ ISO
- ✓ Type I clair
- ✓ Sans bouchon
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables
- ✓ Stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Hauteur avec bouchon : 91 mm
- ✓ Diamètre col : GL 32
- ✓ Diamètre corps : 46 mm

### Unité de vente :

10 Flacons

---