

Désignation

- Flacon verre clair iso 10ml sans bouchon

Référence

- 090982

Unité de vente : 10



Description

- Flacon en verre borosilicate 3.3
- Sans bouchon à vis
- Bague verseuse en PP (bleu)
- Gradué
- Capacité : 10 ml
- Filetage GL25
- Diamètre : 33 mm
- Hauteur : 55 mm
- Avec bord en verre spécialement formé pour faciliter le versement (un anneau verseur en plastique supplémentaire n'est donc pas nécessaire).

