

Désignation

- Parafilm rouleau 10cm x 75m

Référence

- 090998

Unité de vente : 1



-
- Ruban de Parafilm - largeur 10 cm - longueur 75 m
 - Film ultra-extensible spécialement destiné à la fermeture des récipients de laboratoire.
 - Épaisseur : 127 μm
 - Imperméable aux liquides, perméable aux gaz
 - Température d'utilisation : -10 °C à +60 °C
 - Livré en rouleau, dans un dérouleur en carton
 - Largeur : 10 cm
 - Longueur : 75 m
 - Épaisseur : 200 μm
 - Température : De -10 °C à 60 °C