

FICHE TECHNIQUE

Référence	091250
Désignation	Pointes stériles ExpellPlus



Description :

- ✓ En plastique polymère hydrophobe permettant de réduire l'adhésion des échantillons
- ✓ Stérile
- ✓ Sans ADN
- ✓ Sans DNase, RNase
- ✓ Sans endotoxines
- ✓ Inhibiteur de PCR
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Volume 200 µl
- ✓ Compatible avec la majorité des marques de pipettes

Unité de vente :

400 Pointes
