

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	091337
<b>Désignation</b>	Dewars cylindriques



### Description :

- ✓ Ampoule interne en verre borosilicaté 3.3DIN/ISO 3585
- ✓ Pour le stockage et le transport de LN<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> et autres liquides de refroidissement
- ✓ Gamme de température d'utilisation de -200 °C à + 200 °C
- ✓ Les ampoules en verre sont isolées par le vide et argentées
- ✓ Le boîtier extérieur est en aluminium coloris bleu, antimagnétique
- ✓ Cylindrique avec poignée
- ✓ Couvercle non inclus
- ✓ Volume : 2,5 litres
- ✓ Dimensions extérieures : 140 x 345 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 110 x 290 mm

### Unité de vente :

1 Dewar

---