

## Désignation

- Dewars avec ampoule en verre borosilicaté capacité 28 litres
- Référence : 091367

Unité de vente : 1



---

## Description

- Dewars avec ampoule en verre borosilicaté 3.3 pour le stockage et le transport de LN<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> ou autres produits de refroidissement.
- Gamme de température : -200 °C à + 200 °C
- Isolation du Dewar par le vide
- Couvercle à poignée
- Anses de côté pour le transport
- Utilisables avec l'azote liquide en perçant le couvercle (trou ø 2 mm environ)
- Volume : 28 l
- Hauteur x diamètre (intérieur) : 620 x 250 mm
- Matériau : Verre borosilicaté
- Autoclavable
- Evaporation CO<sub>2</sub> : 0,6 kg/d
- Poids emballé : 18,2 kg

