

## Désignation

- Capuchon fileté gl 45 2 sorties gl 14

## Référence

- 091380

Unité de vente : 2



---

## Description

- Capuchon à vis DURAN® GL 45, avec 2 ports GL 14, PP, bleu/gris
- Fabriqué à partir de polypropylène
- Des tubes rigides ou semi-rigides de différents diamètres peuvent être acceptés en utilisant un bouchon ouvert bleu GL 14 avec l'un des inserts.
- En appliquant une pression positive ou négative, le liquide peut être pompé hors ou dans la bouteille via le bouchon à vis.
- Entièrement compatible avec tous les filetages GL 45 et donc très polyvalent.
- Système de bouchon de connexion modulaire flexible GL 45 qui accepte quatre diamètres de tubes rigides ou semi-rigides différents (1,6 mm ; 3,0 mm ; 3,2 mm et 6,0 mm). Les inserts de différentes tailles forment un joint étanche autour du tube de passage. L'égalisation de la pression stérile est possible grâce à l'utilisation d'un filtre seringue de 0,2 µm. Les ports inutilisés peuvent être obturés avec un bouchon à vis rouge GL 14.
- Matériau PP, PTFE, Silicone
- Diamètre : 54 mm
- Filetage GL 45
- Hauteur : 43,7 mm
- Autoclavable

