

FICHE TECHNIQUE

Référence	091703
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ En Verre Clair
- ✓ Raccords permettant d'ajouter ou d'extraire des substances lors du mélange
- ✓ Stérilisables totalement en autoclave, adaptés au domaine de la biologie
- ✓ Utilisation à 140 °C maxi
- ✓ Vitesse d'agitation maxi : 500 tours/min
- ✓ Branchement supplémentaire de flacon ou compensation de pression stérile possible grâce aux systèmes de raccord DURAN (1,6 à 12 mm)
- ✓ Tige d'agitation interchangeable (ancres ou pales) montée sur un flacon GLS 80, 2 l à col large

Unité de vente :

10 Flacons