


FICHE TECHNIQUE

Référence	091733
Désignation	Boîte de stockage pour glace carbonique 53 litres



Description :

- ✓ Dimensions ext. (L x P x H) 600 x 500 x 580 mm
- ✓ Dimensions int. (L x P x H) 415 x 315 x 410 mm
- ✓ Volume intérieur : 53 litres
- ✓ Poids à vide : 16 kg
- ✓ Format : quart de palette ISO 1000 x 1200



Caisse et couvercle en polyéthylène rotomoulé monobloc. Isothermie par mousse de polyuréthane expansée



Articulation caisse/couvercle venant du moulage, ouverture à 115°.



2 prises de main latérale venant du moulage.



Porte étiquette encastré.

Unité de vente :

1 Boîte de stockage pour glace carbonique 53 litres