

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	091903A
<b>Désignation</b>	Ballon fond plat col large 500ml Duran



### Description :

- ✓ Flacon à col large et fond plat DURAN®
- ✓ Capacité : 500 ml
- ✓ Dimensions : 105 x 170 mm (diamètre du col x diamètre externe du flacon)  
Hauteur : 50 mm
- ✓ En verre
- ✓ A bord évasé
- ✓ Bord renforcé
- ✓ Conforme au norme DIN EN ISO 24450

### Unité de vente :

1 Ballon fond plat