

FICHE TECHNIQUE

Référence	091904A
Désignation	Ballon fond plat col large 1000ml Duran



Description :

- ✓ Flacon à col large et fond plat DURAN®
- ✓ Capacité : 1000 ml
- ✓ Dimensions : 50 x 131mm (diamètre du col x diamètre externe du flacon)
Hauteur : 190 mm
- ✓ DIN ISO 24450
- ✓ Avec bord perlé
- ✓ Verre Type I / verre neutre selon USP, EP et JP.
- ✓ La répartition uniforme de l'épaisseur de paroi rend ces bécjers idéaux pour les applications de chauffage. La base plate permet de déposer les flacons sans anneau de support.
- ✓ Autoclavable
- ✓ Pays d'origine Croatie

Unité de vente :

1 Ballon fond plat