

## Réacteur agitateur GL 45 DURAN®

Matériaux utilisés : PP / PTFE / PEEK /  
acier spécial

Le réacteur agitateur GL 45 est adapté aux divers processus de mélange en laboratoire. L'onde d'agitation variable est utilisable avec les flacons de laboratoire DURAN® GL 45 de 500ml et 1000ml. Utilisation possible jusqu'à 500tr/min. Améliore fortement le mélange en comparaison avec les mélangeurs magnétiques standard. Compatible avec les systèmes éprouvés de raccord DURAN® ; utilisable avec des tuyaux flexibles de diamètre compris entre 1,6 mm et 6,0 mm. Intégralement autoclavable. Parties en contact avec le milieu totalement conformes aux normes FDA. Livraison avec ou sans flacon.

Exemples d'application : mélange de liquides ou dissolution de matières solides dans un flacon.

N° de commande	Description	Filetage DIN (GL)	Unité d'emballage
1200395	Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL 45, 500 ml, capuchon à vis GL 14 (PP, bleu), 2 capuchons à vis GL 14 (PBT, rouge)	45	1
1200396	Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL 45, 1 000 ml, capuchon à vis GL 14 (PP, bleu), 2 capuchons à vis GL 14 (PBT, rouge)	45	1
1200391	Agitateur avec deux ailettes rétractables	45	1
1200390	Capuchon à visser de rechange pour GL 45, réacteur avec agitateur, PP bleu/gris, avec capuchon à vis GL 14 (PP, bleu)	45	1

