

FICHE TECHNIQUE

Référence	092036
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ Flacons en verre Duran® type I clair
- ✓ Sans bouchon à visser en polypropylène avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Volume : 150 ml
- ✓ Hauteur avec bouchon : 115 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 110 mm
- ✓ Ø col : GL45
- ✓ Ø corps : 62 mm

Unité de vente :

10 Flacons