

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	092300B
<b>Désignation</b>	Erlenmeyer 50 ml



### Description :

- ✓ Erlenmeyer gradué
- ✓ Col large
- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec bouchon vissant

### Certificats :

- ✓ Ø

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Filetage GL40
- ✓ Rodage NS 34/35
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions (H x Ø ext) : 90 x 52 mm

### Unité de vente :

6 Erlenmeyers