

FICHE TECHNIQUE

Référence	092301B
Désignation	Erlenmeyer 100 ml



Description :

- ✓ Erlenmeyer gradué
- ✓ Col large
- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec bouchon vissant

Certificats :

- ✓ Ø

Caractéristiques techniques :

- ✓ Filetage GL40
- ✓ Rodage NS 34/35
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Dimensions (H x Ø ext) : 110 x 64 mm

Unité de vente :

6 Erlenmeyers