

FICHE TECHNIQUE

Référence	092302B
Désignation	Erlenmeyer 250 ml



Description :

- ✓ Erlenmeyer gradué
- ✓ Col large
- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec bouchon vissant

Certificats :

- ✓ Ø

Caractéristiques techniques :

- ✓ Filetage GL52
- ✓ Rodage NS 45/40
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Dimensions (H x Ø ext) : 140 x 85 mm

Unité de vente :

6 Erlenmeyers