

FICHE TECHNIQUE

Référence	092304B
Désignation	Erlenmeyer 1000 ml



Description :

- ✓ Erlenmeyer gradué
- ✓ Col large
- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec bouchon vissant

Certificats :

- ✓ Ø

Caractéristiques techniques :

- ✓ Filetage GL52
- ✓ Rodage NS 45/40
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Dimensions (H x Ø ext) : 220 x 135 mm

Unité de vente :

4 Erlenmeyers