

FICHE TECHNIQUE

Référence	092313
Désignation	Tube à essais 10 ml



Description :

- ✓ En verre borosilicate 3.3
- ✓ Avec bouchon en PP à rodage normalisé
- ✓ Graduation de volume approximatif
- ✓ Inscriptions de couleur émaillée blanche assurant un bon contraste
- ✓ Epaisseur de paroi : env. 1,2 mm
- ✓ Rodage NS 12/21
- ✓ Volume : 10 ml – division 0,1 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing ext x h) 15 x 165 mm

Unité de vente :

10 Tubes à essai 10 ml