

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	092314
<b>Désignation</b>	Tube à essais 20 ml



### Description :

- ✓ En verre borosilicate 3.3
- ✓ Avec bouchon en PP à rodage normalisé
- ✓ Graduation de volume approximatif
- ✓ Inscriptions de couleur émaillée blanche assurant un bon contraste
- ✓ Epaisseur de paroi : env. 1,2 mm
- ✓ Rodage NS 14/23
- ✓ Volume : 20 ml – subdivision 0,2 ml
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  ext x h) 17 x 200 mm

### Unité de vente :

10 Tubes à essai 20 ml