

Désignation

- Portoir mini-cooler coloris rouge

Référence

- 092391

Unité de vente : 1



Description

- Portoir mini-cooler coloris rouge (température de conservation 0 °C pendant 60 minutes)
- Boîtiers réfrigérants en polycarbonate avec couvercle transparent ou couvercle rempli de gel
- Pour maintenir les échantillons à 0 °C, - 20 °C ou - 70 °C sur la paillasse
- Dimensions : L x l x h : 147 x 100 x 100
- Température de conservation 0 °C pendant 60 minutes
- Capacité : 12 cryotubes 1/2 ml ou microtubes 1,5/2 ml
- Gel couvercle : non
- Poids brut : 0,802 kg
- Dimensions brutes : 18,5 x 14 x 12 cm

