

FICHE TECHNIQUE

Référence	092393
Désignation	Mini cooler



Description :

- ✓ Boîtier réfrigérant
- ✓ En polycarbonate
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Avec couvercle transparent
- ✓ Pour maintenir les échantillons à -70°C sur la paillasse (pendant 45 min)
- ✓ Capacité : 12 cryotubes 1 / 2 ml – microtubes 1,5 / 2 ml
- ✓ Dimensions 147 x 100 x 100 mm

Unité de vente :

1 Mini cooler