

FICHE TECHNIQUE

Référence	092416
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tube capillaire microhématocrite
- ✓ Non hépariné
- ✓ Sans trait de jauge
- ✓ DIN ISO 12772
- ✓ BS 4316-68
- ✓ A utiliser dans les centrifugeuses pour hématocrites
- ✓ pour l'analyse de sang veineux hépariné
- ✓ Avec marquage CE selon la directive IVD 98/79 CE
- ✓ Longueur : 75 mm \pm 0.5
- ✓ Epaisseur de paroi : 0.2 mm \pm 0.025
- ✓ Diamètre intérieur : 1.55 mm \pm 0.05
- ✓ Couleur : bleu

Unité de vente :

1000 Tubes