

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	092418
<b>Désignation</b>	Boîte stockage et distribution



### Description :

- ✓ Pour le stockage et la distribution de consommables et petits matériels de laboratoire (pointes, microtubes, pipettes Pasteur etc)
- ✓ En PMMA robuste
- ✓ Couvercle en haut
- ✓ Ouverture à charnière en façade
- ✓ Boîtier blanc avec façade transparente
- ✓ Dimensions (L x l x h) 165 x 152 x 355 mm

### Unité de vente :

1 Boîte de stockage et de distribution

---