

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	092453
<b>Désignation</b>	Pointe 0,5 – 20 µl



---

### Description :

- ✓ Pointe sans filtre
- ✓ En PP
- ✓ Graduée pour un contrôle rapide des volumes
- ✓ Non stérile
- ✓ Exempt d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP
- ✓ Autoclavable à 121°C selon DIN EN 285
- ✓ Marqué CE selon Directive DIV 98/79 CE
- ✓ Conditionnement : en vrac en sachet
- ✓ Volume 0,5 – 20 µl

### Unité de vente :

1000 Pointes 0,5 – 20 µl

---