



ECLIPSE

Ei

Le microscope de T.P. intuitif, ludique et facile d'utilisation pour les étudiants



- ✓ **Réglage intuitif et ludique du condenseur** : le code couleur sur les positions de l'ouverture du condenseur correspond au code couleur des objectifs



- ✓ **Mise au point en sécurité** : une limite de hauteur de la platine peut être fixée afin d'éviter les chocs entre les objectifs et les échantillons



- ✓ **Modèle très léger et compact** : prend peu de place sur l'espace de travail. Léger à porter, son stockage est facilité par l'enrouleur de cordon intégré.



- ✓ **Aucun risque de casse ou de vol** : le condenseur, la tête d'observation et oculaires sont fixés.



- ✓ **Guide en ligne qui stimule la curiosité** : en scannant le QR code situé sur le microscope, les étudiants peuvent apprendre à manipuler le microscope très facilement et en apprendre davantage sur la microscopie



- ✓ **Eclairage LED très lumineux et objectifs Plan 4X, 10X et 40X inclus**. En option : objectifs 60x et 100x. La qualité des objectifs, la luminosité de l'éclairage et le champ d'observation de 20 facilitent l'observation.



EXISTE EN SET BINOCULAIRE ET EN SET TRINOCULAIRE
AVEC UN ADAPTEUR MONTURE C INTÉGRÉ

PRODUIT CONNEXE

Caméra Digital Sight 1000

Caméra couleur équipée d'un capteur d'images CMOS de 2 mégapixels qui permet d'acquérir des images HD de 1920 x 1080 pixels. Elle peut également se connecter à un écran ou à une tablette pour capturer des images sans avoir besoin d'un PC.

