

FICHE TECHNIQUE

Référence	095215
Désignation	Sabots



Description :

- ✓ Sabots de laboratoire Chiroclog
- ✓ En polyuréthane 100 % sans CFC
- ✓ Certifié ISO 20347 :2004
- ✓ Anti-glisse
- ✓ Talon bien maintenu par l'arrière du sabot légèrement surélevé
- ✓ Grand confort, faible hauteur de talon
- ✓ Semelle interne à forme anatomique
- ✓ Taille marquée à l'arrière du sabot
- ✓ Lavable à 90 °C
- ✓ Avec trous d'aération
- ✓ Coloris: blanc
- ✓ Pointure : 40

Unité de vente :

1 paire de sabots
