

THERMOMETRE A PLANTER



Ref 095380 - De poche / Alarmes de T°

- Plage de température : -50° à +300°C
- Préc : ± 1°C jusqu'à 250°C / Résolution 0,1°C
- Sélection °C/°F
- Fonction maxi/mini
- Alarmes de température Haute et Basse 3 sec.
- Fonction Hold « valeur figée »
- Sonde inox Ø 3,5x100mm / Câble 450mm
- Manche clipsable vers le haut ou bas (thermomètre à planter)
- Extinction auto après 1H
- Boîtier et manche ABS
- Dim : 81x48x16mm / 50g
- Pile 357



*Utilisation à deux main,
sonde déroulée
(thermo-sonde)*



*Utilisation à une main,
sonde clipsée vers le bas
(thermomètre à planter)*



*Utilisation à une main,
sonde clipsée vers le haut
(thermomètre ambiant)*