

## LAMPE LOUPE



### Réf 095382B - Circline 22 W

- Lentille biconvexe Ø125mm
- Grossissement : 2,25x (ou 5 dioptries)
- 2 bras articulés / Longueur totale 85cm
- Fixation étau sur table
- Pied 6 roues (ref **095399B** en option)
- Dim : 500x200 mm / 3kg
- Alim. 220 VAC



### Réf 095399B - Support pour 095382B et 098403

- Pied 6 roues
- Métallique multi-appuis
- Hauteur 70cm
- Base Ø 38x8,5cm / 11kg



### Réf 098431 - Circline 22W de rechange

- Ø 17 cm

