


ENREGISTREUR AUTONOME THERMOMETRE 5 CANAUX

- 4 Températures à coeur (type K)
- 1 Température de surface (infra rouge)



Connexion PC



Ref 095389 - 5 canaux Type K + IR

- Enregistreur autonome
- 18 000 mémoires / canal
- 5 affichages (T1 T4, IR)
- Type K : -200°C à +1372°C
- Préc. : $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Sonde Infra Rouge déportée
- Infra Rouge : -30°C à +550°C
- Préc. : $\pm 5^{\circ}\text{C}$ / Rapport 8:1 / Emissivité fixe 0,95
- Max, Min, Hold, Moy, ΔT° , SCAN
- Taux d'échantillonnage : 1sec – 99min
- Rétro-éclairage / Auto Off
- Livré en mallette avec sondes K + IR
- Logiciel + Câble USB inclus
- D : 255x75x50mm / 350g
- Pile : 6F22