


## PH METRE



Étanche immersion IP 67



PISCICULTURE  
AQUACULTURE  
ANALYSE DE L'EAU



### Ref 095392 - Format stylo

- Mesures : pH 0 à pH 14 / pH 0,01 / Précision :  $\pm 0.2$  pH
- Température :  $-5^{\circ}$  à  $80^{\circ}\text{C}$  /  $0.1^{\circ}\text{C}$  / Précision :  $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$
- Taux d'échantillonnage : 0,8 secondes
- Fonction Hold
- Fonctions Maxi / Mini
- Mémoires 100 mesures
- Calibration automatique
- Compensation automatique ou manuelle en température
- Étanche IP 67 immersion
- Livré avec solutions d'étalonnage pH 4 et pH 7
- D : 186x40x32 mm / 250 g
- Piles 4xAA / Extinction auto

### Ref 098470 - Electrode de rechange

- Sonde pH : pH 0 à pH 14
- Electrode double température / pH
- Compensation automatique en température



Solutions d'étalonnage  
pH4 et pH7