

PH METRE DIGITAL

**Spécial
Agro-alimentaire
Agriculture**

Ref 095393 - Sonde de pénétration

- Mesures : pH 0 à pH 14 / pH 0,01
- Précision à $23 \pm 5^\circ\text{C}$:
 - * ± 0.07 pH (pH5 à pH 9)
 - * ± 0.1 pH (pH4 à pH4.9, pH9.1 à pH10)
 - * ± 0.2 pH (pH1 à pH3.9, pH10.1 à pH13)
- Calibration automatique pH 4, pH 7 ou pH 10
- Compensation en température : Automatique
=> valeur vraie pour toutes températures
- Ecran LCD : 20x28 mm
- Fonction Hold
- Sonde pH pénétration corps en époxy avec bulbe en verre (livrée)
- Connexion BNC
- Étanche IP 65
- Livré avec solution d'étalonnage pH 4, pH 7
- D : 186x40x32 mm / 250 g
- Piles 4xAA / Extinction auto

Ref 098467 - Electrode pH de rechange

- Sonde pH : pH 0 à pH 14
- Electrode Ag/AgCl, Double Jonction
- Solution de conservation Chlorure de Potassium KCL
- Temps de réponse ≤ 2 minutes
- Corps époxy / Connecteur BNC
- A 0 mV : pH 7 ± 1 pH / Répétabilité \geq pH 0.05
- Avec bouteille de protection et liquide de conservation
- Longueur : 160 mm Ø 12 mm / Câble 1 m / 68 g



**Solutions d'étalonnage
pH4 et pH7**