

#### Désignation

- Mini barreau d'agitation magnétique cylindrique Spinbar



#### Référence

- 095893

Unité de vente : 1

---

#### Description

- Barre d'agitation en PTFE, Micro
- Matériau : PTFE conforme aux exigences FDA et USP Classe VI.
- Taille : Longueur :  $8 \text{ mm} \pm 5 \%$
- Diamètre :  $3 \text{ mm} \pm 10 \%$
- Noyau : aimant permanent Alnico V.
- Température d'utilisation maximale : env.  $280^{\circ}\text{C}$ .
- Stérilisation : Chimique et thermique mais PAS de rayonnement gamma.
- Résistance chimique : Pratiquement totale
- Coloris : blanc
- Forme : cylindrique
- Pour tous les petits récipients, cuvettes, tubes, etc.
- Autoclavables

