



CLICK
AND
CARRY

LE NOUVEAU
SYSTÈME DE
TRANSPORT DE
FLACON GL 45
DURAN®

SYSTÈME DE TRANSPORT DE FLACON GL 45 DURAN®

Le nouveau système modulaire de transport de flacon est adaptée aux flacons de laboratoire standard à col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacon : 2, 5, 10 et 20 litres. Ergonomique, il présente des avantages en termes de santé et de sécurité de l'utilisateur et permet de transporter les flacons en toute sécurité dans le laboratoire ou sur le site de production. Il facilite le versement de liquide à partir de flacons de grande taille, en toute sécurité. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables.

Poignée de transport

- La poignée de transport est adaptée aux mains nues et aux gants
- La sangle de la poignée est suffisamment flexible pour permettre de verser les liquides

Sangle de serrage

- Avec flèche indicatrice
- Extrémité modifiée pour éviter l'effilochement

Poignée de versement

- Ergonomique
- Revêtement antidérapant



Base en silicone

- Support pour les flacons de grande taille (5, 10, et 20 litres)
- Protection du fond du flacon contre les chocs lors du soulèvement et de la manipulation
- Élément de protection de verre contre le contact avec le chariot en métal
- Les trous moulés réduisent les pièges à liquide et permettent une pénétration maximale de la vapeur pendant l'autoclavage



Collier pour flacon GL 45

- Le collier est solidement fixé car il est enfilé sur le filetage du col GL 45 et bloqué sous la bague de transfert au moyen de quatre dents.
- Il est nécessaire de couper le collier pour l'enlever, pour une sécurité d'utilisation complète. Une ligne de découpe est tracée pour enlever le collier au besoin.

Bandes horizontales

- Cousues pour une grande durabilité
- En matériau « antidérapant »



Code de traçabilité spécifique par lot (Retrace Code)

pour la traçabilité et la certification



En option : Chariot en métal

- Chariot en acier inox pour flacons de 10 ou 20 litres (2 tailles seulement)
- Entièrement compatible avec le système de transport
- Construction facile à nettoyer sans fissures
- Les poignées disponibles en option facilitent la manipulation



POUR UN TRANSPORT ET UN VERSEMENT FACILES EN TOUTE SÉCURITÉ



Transport facile en toute sécurité grâce à la poignée

- La poignée se fixe au col et soutient entièrement le fond du flacon
- Pour les flacons de 2, 5, 10, et 20 litres



Versement sûr et contrôlé grâce à la poignée

- Versement sans risque des liquides grâce à une deuxième « poignée de versement » située sur la sangle latérale
- Disponible uniquement pour les flacons de 5 litres

Informations de commande

| Description | Unité d'emballage | N° de commande |
|---|-------------------|----------------|
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 2 litres (bleu) | 1 | 292836307 |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 2 litres (violet) | 1 | 292826306 |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 2 litres (rouge) | 1 | 292816305 |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 2 litres (jaune) | 1 | 292806304 |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 5 litres (jaune) | 1 | 292807309 |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 10 litres (jaune) | 1 | 292808605 |
| Système de transport de flacon GL 45 DURAN® pour flacon DURAN® de 20 litres (jaune) | 1 | 292809104 |
| Chariot en métal DURAN® pour flacons DURAN® GL 45 de 10 litres (Acier inoxydable) | 1 | 299018607 |
| Poignée pour le chariot en métal de 10 l DURAN® (Acier inoxydable) | 1 | 299038609 |
| Support de base silicone pour le chariot en métal de 10 l DURAN® (Jaune) | 1 | 292808654 |
| Chariot en métal DURAN® pour flacons DURAN® GL 45 de 20 litres (Acier inoxydable) | 1 | 299019106 |
| Poignée pour le chariot en métal de 20 litres DURAN® (Acier inoxydable) | 1 | 299039108 |
| Support de base silicone pour le chariot en métal de 20 litres DURAN® (Jaune) | 1 | 292809153 |

Flacons fournis séparément

Serrage rapide et sûr

des sangles en polypropylène avec système de réglage des deux côtés pour les flacons de grande taille (5, 10, et 20 litres)

4 tailles disponibles :
2 L / 5 L / 10 L / 20 L



Système de transport pour flacon de 2 l disponible en 4 coloris pour le codage couleur





**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

MAX. 1000
140°C
DWK Life Science GmbH
Dill-Schulden-Str. 21
97877 Wertheim/Main
Germany
www.DWK-LifeSciences.com

RETRACE CODE
DURAN
WHEATON
KIMBLE

DWK Life Sciences GmbH
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz, Germany

Phone: +49 6131 - 1445 4131
Fax: +49 6131 - 1445 4016
sales@DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com