


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	096510
<b>Désignation</b>	Agitateur Chauffant Labnet VorTemp 56



### Description :

- ✓ Pour 56 microtubes
- ✓ Pour l'agitation et le chauffage en simultan e de petits  chantillons
- ✓ Livr s avec plate-forme interchangeable  
(Attention   la r sistance thermique de toute microplaque plac e dans le VorTemp 56)
- ✓ Temp rature et agitation ajustables
- ✓ Contr le de la temp rature et du temps par microprocesseur
- ✓ Garantie sur inscription (<http://www.labnetinternational.com/product-warranty-registration>)
- ✓ Certifi  CE

### Donn es Techniques :

Mod�le	VORTEMP 56
Gamme de temp�rature	Ambiante +5 �C � 99 �C
Pr�cision	+/- 0,5 �C
Vitesse	100 - 1500 rpm
Mouvement orbite	Circulaire 3 mm
Minuteur	1 � 999 minutes ou continu
Capacit�	56 microtubes 1,5 ou 2 ml 4 microplaques, 2 deepwells
Dimensions ext. (L x p x h)	230 x 310 x 230 mm

### Unit  de vente :

1 agitateur