

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Référence | 096527 |
| Désignation | Mini-Incubateur |



Description :

- ✓ Incubateur personnel
- ✓ Capacité 9,2 litres
- ✓ 3 hauteurs d'étagères possibles
- ✓ Porte vitrée
- ✓ Livré avec 1 étagère
- ✓ Diode indiquant que l'appareil est en phase de chauffage
- ✓ Thermomètre -20 °C à +110 °C en option (non-toxique, coaté PTFE, résolution 1 °C, longueur 305 mm, immersion 76mm)
- ✓ Gamme de température : ambiante +5°C à 60°C
- ✓ Dimensions extérieures L x p x h : 28.5 x 28 x 33.5 cm
- ✓ Dimensions intérieures L x p x h : 23 x 20 x 20 cm
- ✓ Stabilité/uniformité à 37°C : +/- 0.6°C / 0.65 °C
- ✓ Poids : 8.3Kg

Unité de vente :

1 Mini-Incubateur
