

FICHE TECHNIQUE

Référence	096537
Désignation	Agitateur



Description :

- ✓ Agitateur va et vient Pro 30
- ✓ Agitateur à agitation vigoureuse
- ✓ Faible encombrement
- ✓ Plate-forme de 30 x 30 cm recouverte d'un tapis anti-dérapant à commander séparément
- ✓ Utilisable en chambre froide ou en incubateur
- ✓ 4 types de plate-formes disponibles
- ✓ Vitesse : 6 – 150 tr/min
- ✓ Minuteur : 20 à 120 min ou en continu
- ✓ Incrément : 10 mn
- ✓ Mouvement : linéaire 30 mn d'amplitude
- ✓ Charge maximale : 5 kg
- ✓ Gamme de température : +4°C à +70°C
- ✓ Dimensions extérieure l x p x h : 25.5 x 32 x 16 cm

Unité de vente :

1 Agitateur
