

FICHE TECHNIQUE

Référence	096576
Désignation	Minilab rotator



Description :

- ✓ Simple et pour utilisations multiples
- ✓ Fonctionne en position verticale, horizontale ou à 45°, en fonction de la mise en place du portoir et de ses supports de maintien
- ✓ Faible encombrement sur la paillasse
- ✓ Utilisable en chambre froide à 4 °C ou en incubateur jusqu'à 40 °C

Vitesse	20 rpm
Charge maximale	0,8 kg
Gamme de température	+4 °C à 40 °C
Dim. extérieures (l x p x h)	21,3 x 10,2 x 12,6 cm
Poids	1,8 kg
Voltage	230 V - 50 / 60 Hz

Unité de vente :

1 Agitateur livré avec le portoir pour 36 microtubes 096577 et adaptateur secteur.